



ESTENSIONE MODULO 1 MANICO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31810**

EAN / GTIN **4045396126879**

Confezione **1**

MODULI RI-FORMER® - 100-240V, 50/60 HZ · Modulo estensione 1 manico - 300 Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040185

EAN / GTIN

4045396126879

CODICE GEF

31810



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697