



## Ri-scope L2 Testa Otoscopio 3,5V LED

Codice GEF (SKU) 31811

EAN / GTIN 04045396141230

TESTINE RI-FORMER® · Testa otoscopio Ri-scope L2 - Led 3,5 V - 10565 Made in Germany.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESTINE RI-FORMER®
- Testa otoscopio Ri-scope L2 - Led 3,5 V - 10565 Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04045396141230

CODICE GEF

31811



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697