

GEF Medica

Ri-scope L1 Testa Otoscopio 3,5V Xenon

Codice GEF (SKU) 31812

TESTINE RI-FORMER® · Testa otoscopio Ri-scope L1 - Xenon 3,5V -
10563 Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESTINE RI-FORMER®
- Testa otoscopio Ri-scope L1 - Xenon 3,5V - 10563 Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31812



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697