



Ri-scope L1 Testa Oftalmoscopio 3,5V Xenon

Codice GEF (SKU) **31813**

EAN / GTIN **04045396141278**

TESTINE RI-FORMER® · Testa oftalmoscopio Ri-scope L1 - Xenon 3,5 V - 10569 Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESTINE RI-FORMER®
- Testa oftalmoscopio Ri-scope L1 - Xenon 3,5 V - 10569 Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04045396141278

CODICE GEF

31813



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697