



Ri-scope Testa Retinoscopio 3,5V Xenon - Slit

Codice GEF (SKU) **31814**

EAN / GTIN **4045396010819**

TESTINE RI-FORMER® · Testa retinoscopio Ri-scope - Xenon 3,5 V - 10544 Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESTINE RI-FORMER®
- Testa retinoscopio Ri-scope - Xenon 3,5 V - 10544 Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396010819

CODICE GEF

31814



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697