



Ri-scope Testa Dermatoscopio 3,5V LED

Codice GEF (SKU) **31815**

EAN / GTIN **4045396141353**

TESTINE RI-FORMER® · Testa dermatoscopio Ri-scope - Led 3,5 V - 10577 Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESTINE RI-FORMER®
- Testa dermatoscopio Ri-scope - Led 3,5 V - 10577 Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396141353

CODICE GEF

31815



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697