



SPECULUM RIUTILIZZABILE RIESTER

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31816

EAN / GTIN 4045396011496

Confezione 1

MINI SPECULUM AURICOLARE AUTOCLAVABILE per tutti gli otoscopi
Riester Speculum auricolare Riester Ø 2 mm - nero Gli speculum sono
compatibili con Ri-scope L1,L2, E-scope, Ri-mini, Pen-scope

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q030499

EAN / GTIN

4045396011496

CODICE GEF

31816



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697