



Speculum Riutilizzabile Riester - Diametro 2,5 Mm

Codice GEF (SKU) 31817

EAN / GTIN 4045396011533

MINI SPECULUM AURICOLARE AUTOCLAVABILE per tutti gli otoscopi Riester Speculum auricolare Riester Ø 2,5 mm - nero Gli speculum sono compatibili con Ri-scope L1,L2, E-scope, Ri-mini, Pen-scope

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MINI SPECULUM AURICOLARE AUTOCLAVABILE per tutti gli otoscopi Riester Speculum auricolare Riester Ø 2,5 mm - nero Gli speculum sono compatibili con Ri-scope L1,L2, E-scope, Ri-mini, Pen-scope

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396011533

CODICE GEF

31817



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697