



## Speculum Riutilizzabile Riester - Diametro 4 Mm

Codice GEF (SKU) **31819**

EAN / GTIN **4045396011618**

MINI SPECULUM AURICOLARE AUTOCLAVABILE per tutti gli otoscopi Riester Speculum auricolare Riester Ø 4 mm - nero Gli speculum sono compatibili con Ri-scope L1,L2, E-scope, Ri-mini, Pen-scope

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- MINI SPECULUM AURICOLARE AUTOCLAVABILE per tutti gli otoscopi Riester Speculum auricolare Riester Ø 4 mm - nero Gli speculum sono compatibili con Ri-scope L1,L2, E-scope, Ri-mini, Pen-scope

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396011618**

CODICE GEF

**31819**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697