



Ri-spec Dispenser Specula Auricolari

Codice GEF (SKU) **31820**

EAN / GTIN **4045396126923**

ACCESSORI RI-FORMER® • Dispenser speculum Ri-spec - speculum non inclusi Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ACCESSORI RI-FORMER®
- Dispenser speculum Ri-spec - speculum non inclusi Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396126923

CODICE GEF

31820



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697