



Sfigmomanometro con Cestino

Codice GEF (SKU) **31822**

EAN / GTIN **4045396146907**

ACCESSORI RI-FORMER® • Sfigmomanometro con cestino - LF3655-109 Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ACCESSORI RI-FORMER®
- Sfigmomanometro con cestino - LF3655-109 Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396146907

CODICE GEF

31822



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697