



## \*\*Ri Thermo Termometro Infrarossi

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 31823

EAN / GTIN 4045396150768

Confezione 1

ACCESSORI RI-FORMER® • Termometro infrarossi Ri-thermo N con 40 coprisonda - 3656 Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II ACND  
V03010102EAN / GTIN  
4045396150768CODICE GEF  
31823

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697