



# COPRISONDA PER 31823

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31824

EAN / GTIN 4045396154421

Confezione 1

ACCESSORI RI-FORMER® · Coprisonda per 31823 - conf da 100 - 12704 - ricambio Made in Germany.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V03010102

EAN / GTIN

4045396154421

CODICE GEF

31824



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697