



Lampadina per Otoscopio Xenon L1 3,5 V - Ricambio

Codice GEF (SKU) **31825**

EAN / GTIN **4045396154193**

ACCESSORI RI-FORMER® · Lampadina Xenon L1 3,5 V per otoscopio
- 10487 - ricambio Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ACCESSORI RI-FORMER®
- Lampadina Xenon L1 3,5 V per otoscopio - 10487 - ricambio Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396154193

CODICE GEF

31825



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697