



Lampadina per Oftalmoscopio L1/2/3 3,5 V - Ricambio

Codice GEF (SKU) 31826

EAN / GTIN 4045396010956

ACCESSORI RI-FORMER® · Lampadina Xenon L1, L2, L3 3,5 V per oftalmoscopio - 10608 - ricambio Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ACCESSORI RI-FORMER®
- Lampadina Xenon L1, L2, L3 3,5 V per oftalmoscopio - 10608 - ricambio Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396010956

CODICE GEF

31826



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697