

GEF Medica

Speculum Monouso Ri-scope L1/L2 - Diametro 2,5mm - 10772-531

Codice GEF (SKU) 31827

MINI SPECULUM AURICOLARE MONOUSO RIESTER Solo per Ri-Scope L1, L2 Pen- scope, Ri-mini Speculum auricolare Ri-Scope Ø 2,5 mm - nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MINI SPECULUM AURICOLARE MONOUSO RIESTER
- Solo per Ri-Scope L1, L2 Pen- scope, Ri-mini
- Speculum auricolare Ri-Scope Ø 2,5 mm - nero

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31827



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697