



Otoscopio LED Ri-scope L L2 - 2,5V Manico Aa - 3708

Codice GEF (SKU) **31829**

EAN / GTIN **4045396140127**

OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico AA - 3708 Gli otoscopi di ultima generazione Ri-scope®L con vetro ottico e riflesso ridotto uniscono eccellenti proprietà ottiche e prestazioni senza paragon

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico AA - 3708 Gli otoscopi di ultima generazione Ri-scope®L con vetro ottico e riflesso ridotto uniscono eccellenti proprietà ottiche e prestazioni senza paragoni. - fibre ottiche per irraggiamento e trasmissione della luce ottimali - orientamento bidirezionale, vetro ottico sigillato 3X - adatti per test pneumatico (forniti senza pompetta). Forniti in elegante astuccio rigido, 4 speculum auricolari riutilizzabili e 3 speculum monouso. Speculum di ricambio: originali 31817/31819 (autoclavabili) o 31827/31828 (monouso). Compatibili da 31485 a 31499 (monouso). Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396140127

CODICE GEF

31829



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697