



# Otoscopio Led Ri Scope L L2 3 5V Manico C Per Ri Accu L 3703 550

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31830

EAN / GTIN 4045396148697

Confezione 1

OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 - 3,5 V - manico C - 3703-550 Gli otoscopi di ultima generazione Ri-scope®L con vetro ottico e riflesso ridotto uniscono eccellenti proprietà ottiche e prestazioni senza paragoni con l'affidabilità e l'efficienza della tecnologia LED/Li-ion. - fibre ottiche per irraggiamento e trasmissione della luce ottimali - orientamento bidirezionale, vetro ottico sigillato 3X - adatti per test pneumatico (forniti senza pompetta). - il manico C è alimentato da batterie Li-ion, non incluse.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q0399

EAN / GTIN

4045396148697

CODICE GEF

31830



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697