

GEF Medica

Otoscopio Ri-scope L L2 XL - 2,5V - Manico C - 3716

Codice GEF (SKU) 31831

OTOSCOPIO L XL RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico C - 3716 - fibre ottiche per irraggiamento e trasmissione della luce ottimali - orientamento bidirezionale, vetro ottico sigillato 3X - adatti per test pneumatico (forniti senza pompetta). - il manico C è alimentato da batterie Li-ion, non incluse Forniti in elegante astuccio rigido con 10 speculum auricolari. Include lampadina di ricambio solo per oftalmoscopio. Speculum di ricambio: originali 31817/31819 (autoclavabili) o 31827/31828 (monouso). Compatibili da 31485 a 31499 (monouso) Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO L XL RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico C - 3716
- fibre ottiche per irraggiamento e trasmissione della luce ottimali
- orientamento bidirezionale, vetro ottico sigillato 3X
- adatti per test pneumatico (forniti senza pompetta).
- il manico C è alimentato da batterie Li-ion, non incluse
- Forniti in elegante astuccio rigido con 10 speculum auricolari.
- Include lampadina di ricambio solo per oftalmoscopio.
- Speculum di ricambio:
- originali 31817/31819 (autoclavabili) o 31827/31828 (monouso).
- Compatibili da 31485 a 31499 (monouso)
- Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31831



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697