



Oftalmoscopio Xenon Ri-scope L2 - 3,5 V

Codice GEF (SKU) 31832

EAN / GTIN 4045396152991

OFTALMOSCOPIO XENON RI-SCOPE L2 - 3,5 V Modello di base avanzato con filtri senza rosso, blu e polarizzati, attivabili separatamente per ogni apertura. - Rotellina diottrica con 29 lenti correttive: P

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OFTALMOSCOPIO XENON RI-SCOPE L2 - 3,5 V Modello di base avanzato con filtri senza rosso, blu e polarizzati, attivabili separatamente per ogni apertura. - Rotellina diottrica con 29 lenti correttive: Più 1-10, 12, 15, 20, 40 Meno 1-10, 15, 20, 25, 30, 35. - apertura tramite rotellina manuale con semicerchio, cerchio piccolo/medio/grande, stellina di fissazione e fenditura - Include rotellina filtri attivabile per ogni apertura con visualizzazione del simbolo, filtro senza rosso, filtro blu e filtro polarizzante. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396152991

CODICE GEF

31832



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697