



# Oftalmoscopio Led Ri Scope L2 Manico C 3 5 V 3811 203

Codice GEF (SKU) **31833**

Confezione **1**

Oftalmoscopio Led Ri Scope L2 Manico C 3 5 V 3811 203

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**31833**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697