



Oto-oftalmoscopio Ri-scope - 3,5 V

Codice GEF (SKU) 31834

EAN / GTIN 4045396167667

OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 + OFTALMOSCOPIO XENON L2 3,5 V
- manico tipo C Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 + OFTALMOSCOPIO XENON L2 3,5 V - manico tipo C Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396167667

CODICE GEF

31834



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697