



RETINOSCOPIO XENON RI-SCOPE L2

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31836

EAN / GTIN 4045396148819

Confezione 1

Retinoscopio xenon RI-SCOPE® I2 - 3.5 V - manico a "C"

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120118

EAN / GTIN

4045396148819

CODICE GEF

31836



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697