



Testina Oftalmoscopio Led Ri Scope L L2 3 5V 203

Codice GEF (SKU) 31837

Confezione 1

Testina oftalmoscopio LED Ri-scope L2 - 3,5v - 10571-203

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31837



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697