

Otoscopio Led Ri Scope L L2 2 5V Manico C 3703

Codice GEF (SKU) 31838

Confezione 1

Otoscopio Led Ri Scope L L2 2 5V Manico C 3703



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31838



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697