



# CARICABATTERIE RI-CHARGER L

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31840**

EAN / GTIN **4045396141520**

Confezione **1**

RI-charger L 230 V - 10705 Stazione di ricarica da tavolo (con supporto da muro). Ricarica 2 manici "C" con batterie Li-ion. Made in Germany.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**R9099**

EAN / GTIN

**4045396141520**

CODICE GEF

**31840**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697