



BATTERIA LI-ION per misura C

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31841

EAN / GTIN 4045396141506

Confezione 1

BATTERIA Li-ion RI-ACCU L 3,5 V per tipo "C" - 10691 Batterie Li-ion - grande riserva di energia Capacità di carica elevata, durata nel tempo, peso contenuto, fino a 1?200 cicli di ricarica. I LED alimentati dalle batterie al litio possono illuminare fino a circa 50 ore. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

4045396141506

CODICE GEF

31841



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697