

GEF Medica

Testa Otoscopio Ri Scope L3 Riester Led 3 5 V Con Sistema Antifurto 301

Codice GEF (SKU) 31844

Testa Otoscopio Ri Scope L3 Riester Led 3 5 V Con Sistema Antifurto 301

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31844



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697