

GEF Medica

Testa Oftalmoscopio Ri Scope L2 Riester Led 3 5 V Con Sistema Antifurto 301

Codice GEF (SKU) 31845

Testa Oftalmoscopio Ri Scope L2 Riester Led 3 5 V Con Sistema Antifurto 301

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31845



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697