



Lampadina Riester 10421 - Vacuum 2,7V

Codice GEF (SKU) 31850

EAN / GTIN 4045396010222

Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10421 Lampadina: Vacuum 2.7V
Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Otoscope uni@/speculight

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10421 Lampadina: Vacuum 2.7V
Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Otoscope uni@/speculight

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396010222

CODICE GEF

31850



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697