



Lampadina Riester 10424 - XL 2,5V

Codice GEF (SKU) 31851

EAN / GTIN 4045396010246

Lampadine Riester originali. Ref Riester: 10424 Lampadina: Vacuum 2.5V Compatibile con i seguenti prodotti Riester: May-ophthalmoscope uni®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadine Riester originali. Ref Riester: 10424 Lampadina: Vacuum 2.5V Compatibile con i seguenti prodotti Riester: May-ophthalmoscope uni®

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396010246

CODICE GEF

31851



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697