




Lampadina Riester 10488 - Vacuum 2,7V

Codice GEF (SKU) 31852

EAN / GTIN 4045396141087

Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10488 Lampadina: Vacuum 2.7V Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Pen-scope® and e-scope® otoscope

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10488 Lampadina: Vacuum 2.7V Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Pen-scope® and e-scope® otoscope

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396141087

CODICE GEF

31852



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697