



Lampadina Riester 10590 - XL 2,5V

Codice GEF (SKU) 31853

EAN / GTIN 4045396127180

Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10590 Lampadina: HL 2.5V
Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Otoscope uni®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10590 Lampadina: HL 2.5V Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Otoscope uni®

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396127180

CODICE GEF

31853



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697