



Lampadina Riester 10600 - XL 2,5V

Codice GEF (SKU) 31854

EAN / GTIN 04045396019058

Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10600 Lampadina: XL 2.5V
Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Otoscope ri-mini®, ri-
scope® L2/L3 and e-scope®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10600 Lampadina: XL 2.5V Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Otoscope ri-mini®, ri-scope® L2/L3 and e-scope®

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04045396019058

CODICE GEF

31854



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697