



Lampadina Riester 10607 - XL 3,5V

Codice GEF (SKU) 31855

EAN / GTIN 04045396020771

Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10607 Lampadina: XL 3.5V
Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Ri-scope® otoscope L2,
L3

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10607 Lampadina: XL 3.5V Compatibile con i seguenti prodotti Riester: Ri-scope® otoscope L2, L3

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04045396020771

CODICE GEF

31855



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697