



## Otoscopio a LED Riester Elitevue 3,5V - 2200-203

Codice GEF (SKU) **31860**

EAN / GTIN **4045396209008**

OTOSCOPIO LED RIESTER ELITEVUE 3,5 V - 2200-203 Offre un campo visivo doppio e un ingrandimento maggiore del 66% (a 15 mm di distanza) rispetto agli otoscopi standard. La vista migliore del canale aud

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO LED RIESTER ELITEVUE 3,5 V - 2200-203 Offre un campo visivo doppio e un ingrandimento maggiore del 66% (a 15 mm di distanza) rispetto agli otoscopi standard. La vista migliore del canale auditivo e del timpano garantisce una diagnosi più efficiente. Indicato per l'illuminazione della gola. Illuminazione LED 4.000 K (IRC: 92). Ingrandimento 5X. Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396209008**

CODICE GEF

**31860**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697