



Oto-oftalmoscopio Riester Elitevue a LED 3,5V - 2210-203

Codice GEF (SKU) 31863

EAN / GTIN 4045396209855

SET OTO-OFTALMO LED RIESTER ELITEVUE L2 3,5 V con manico C per batteria Li-Ion ricaricabile - 2210-203 Fornito in astuccio con dotazione di speculum. Offre un campo visivo doppio e un ingrandimento ma

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET OTO-OFTALMO LED RIESTER ELITEVUE L2 3,5 V con manico C per batteria Li-Ion ricaricabile - 2210-203 Fornito in astuccio con dotazione di speculum. Offre un campo visivo doppio e un ingrandimento maggiore del 66% (a 15 mm di distanza) rispetto agli otoscopi standard. La vista migliore del canale auditivo e del timpano garantisce una diagnosi più efficiente. Indicato per l'illuminazione della gola. Illuminazione LED 4.000 K (IRC: 92). Ingrandimento 5X. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396209855

CODICE GEF

31863



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697