



Otoscopio Riester Uni i - Vacuum 2,7V - Manico C - 2010

Codice GEF (SKU) 31870

EAN / GTIN 4045396002739

OTOSCOPIO UNI® I - Vacuum 2,7 V - manico C - 2010 Otoscopi durezza e facili da utilizzare, adatti per visite ORL. Lente di ingrandimento 4X removibile e orientabile in direzione di entrambi i lati; v

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO UNI® I - Vacuum 2,7 V - manico C - 2010 Otoscopi durezza e facili da utilizzare, adatti per visite ORL. Lente di ingrandimento 4X removibile e orientabile in direzione di entrambi i lati; vetro di copertura per l'inserimento di strumenti esterni - sistema sigillato per eseguire otoscopie pneumatiche - connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico - testina in metallo cromato resistente Forniti con speculum auricolari riutilizzabili 2, 3 e 4 mm, manico portabatteria di tipo c, custodia di plastica color argento con due chiusure a scatto.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396002739

CODICE GEF

31870



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697