



Otoscopio Riester Uni i - XL 2,5V - Manico C - 2010-201

Codice GEF (SKU) 31871

EAN / GTIN 4045396130067

OTOSCOPIO UNI@ I - XL 2,5 V - manico C - 2010-201 Otoscopi durezza e facili da utilizzare, adatti per visite ORL. Lente di ingrandimento 4X removibile e orientabile in direzione di entrambi i lati; v

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO UNI@ I - XL 2,5 V - manico C - 2010-201 Otoscopi durezza e facili da utilizzare, adatti per visite ORL. Lente di ingrandimento 4X removibile e orientabile in direzione di entrambi i lati; vetro di copertura per l'inserimento di strumenti esterni - sistema sigillato per eseguire otoscopie pneumatiche - connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico - testina in metallo cromato resistente Forniti con speculum auricolari riutilizzabili 2, 3 e 4 mm, manico portabatteria di tipo c, custodia di plastica color argento con due chiusure a scatto.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396130067

CODICE GEF

31871



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697