



Set Diagnostico Riester Econom - Manico C - 2050

Codice GEF (SKU) 31875

EAN / GTIN 4045396002760

SET DIAGNOSTICO ECONOM® - Vacuum 2,7 V/XL 2,5 V - manico C - 2050 Set diagnostico portatile Econom® per trattamento orecchie, occhi, naso e gola (EENT). Include: testina di otoscopio Uni® I (31870), t

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET DIAGNOSTICO ECONOM® - Vacuum 2,7 V/XL 2,5 V - manico C - 2050 Set diagnostico portatile Econom® per trattamento orecchie, occhi, naso e gola (EENT). Include: testina di otoscopio Uni® I (31870), testina di oftalmoscopio Uni® II, speculum nasale espandibile, illuminatore con braccio ricurvo, 2 specchietti laringei N. 3 e 4, abbassalingua, lampadina di ricambio per otoscopio (anche per illuminatore con braccio ricurvo). Fornito in elegante custodia rigida protettiva con fermi di sicurezza a scorrimento. Oftalmoscopio Uni® II May con testina di plastica ABS durevole - connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico - rotella di messa a fuoco con lenti correttive da 0 a +20 o da 0 a -20 diottrie - apertura con cerchio largo per l'esame del fondo oculare

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396002760

CODICE GEF

31875



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697