




Manico Li-ion con Caricabatterie 3,5V per 32100,32110,71902

Codice GEF (SKU) 32101

Manico al litio con caricatore AC compatibile con tutte le testine Welch Allyn da 3.5V.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manico al litio con caricatore AC compatibile con tutte le testine Welch Allyn da 3.5V.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32101



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697