



## Speculum Kleenspec Pediatrici 52432-UB - Monouso

Codice GEF (SKU) **32105**

EAN / GTIN **00732094107692**

Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec - Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 2.75 mm - Da usare con: Welch-Allyn, Macroview, Riester Ri-scope L2, L3 - Colore: nero - Ordine minimo: Conf

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec - Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 2.75 mm - Da usare con: Welch-Allyn, Macroview, Riester Ri-scope L2, L3 - Colore: nero - Ordine minimo: Conf. da 850 pz.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00732094107692**

CODICE GEF

**32105**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697