



Speculum Kleenspec Adulti 52434-UB - Monouso

Codice GEF (SKU) **32106**

EAN / GTIN **0732094107654**

Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec - Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 4.25 mm - Da usare con: Welch-Allyn, Macroview, Riester Ri-scope L2, L3 - Colore: nero - Ordine minimo: Conf

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec - Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 4.25 mm - Da usare con: Welch-Allyn, Macroview, Riester Ri-scope L2, L3 - Colore: nero - Ordine minimo: Conf. da 850 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0732094107654

CODICE GEF

32106



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697