



Lampadina Welch Allyn 04100-U

Codice GEF (SKU) 32128

Lampadine Welch Allyn: • W.A. ref: 04100-U • Compatibile con i seguenti prodotti Welch Allyn: - Exam light: 48400-48410

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadine Welch Allyn:
- W.A. ref: 04100-U
- Compatibile con i seguenti prodotti Welch Allyn: - Exam light: 48400-48410

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32128



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697