



TELECAMERA DIAGNOSTICA RIESTER RCS-100 senza lente 1970-H

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32150**

EAN / GTIN **4045396211063**

Confezione **1**

TELECAMERA MEDICALE WIRELESS RIESTER RCS-100 - senza obiettivo Telecamera medica diagnostica multifunzionale, portatile e versatile per catturare e condividere in modo rapido ed efficiente immagini e video, migliorando diagnosi, monitoraggio, trattamento e follow-up del paziente. Offre l'ulteriore vantaggio di catturare e condividere fotografie o video digitali del canale uditivo e del timpano, dell'epidermide e del derma. Utilizzabile con obiettivo generale, obiettivo per otoscopio, obiettivo per dermatoscopio e adattatori per endoscopio. Caratteristiche: - display LCD TFT a colori Full HD da 5", 1.280x720 Pixel, alta risoluzione, immagini scalabili con ingrandimento 2x - 8x e ingrandimento digitale - lo schermo tattile facilita l'acquisizione di immagini e video - rotella utilizzabile con una sola mano per regolare messa a fuoco e intensità luminosa riducendo al minimo il rischio di contaminazione crociata - connessione semplice per cambiare gli obiettivi rapidamente e facilmente - la batteria agli ioni di litio offre 3,5 ore di funzionamento - comunicazione migliorata in aree remote - alle immagini e ai video possono essere aggiunte note mediche, consentendo il monitoraggio continuo del paziente - connessione USB per trasferire file al PC e per la ricarica - la funzione UVC consente di visualizzare immagini dal vivo su un secondo schermo, cosicché il paziente possa mostrare e spiegare in tempo reale i segni e sintomi - connessione Wifi Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo: LCD TFT tattile, 5,0", 1280x720 pixel con ingrandimento 2x-8x e zoom digitale
- Messa a fuoco: automatica/manuale
- Pixel CMOS: 8 MP
- Formato immagini/video: immagini: JPEG, video: MP4
- RAM: 2G LPDDR3
- Rom: 16GB
- Estensione memoria: scheda SD wifi 16G
- Alimentazione: batteria al litio 18650 3,6V 2600mAH
- Tempo di funzionamento: 3,5 ore di video (batteria a piena carica)
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Adattatore: ingresso 100~240V 50~60Hz 0,3A uscita CC 5V/2A
- USB: OTG e USB tipo C
- Dimensioni - peso: 225x135xh 45 mm - 292g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040199

EAN / GTIN

4045396211063

CODICE GEF

32150



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)