



Videotoscopio Md Scope Ms102 Pack Elite

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32163**EAN / GTIN **4719884250291**Confezione **1**

PACK ELITE MS102 Videotoscopio con - 1 sonda 47 mm Ø 4,2 mm - set cavi mini USB - 12 speculum monouso - batteria Li-ion interna e base caricatore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021009

EAN / GTIN

4719884250291

CODICE GEF

32163

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697