



## Videotoscopio Md Scope Veterinaria Con 3 Sonde

Codice GEF (SKU) **32164**

EAN / GTIN **8023279321647**

Confezione **1**

Visualizzazione immediata Lo schermo incorporato permette l'acquisizione e la visualizzazione immediata di un'immagine chiara e nitida. Basta premere un pulsante e attendere 3 secondi. Tempo reale di interazione L'immagine medica può essere catturata e condivisa contemporaneamente su due monitor, e può essere scaricata su PC o MAC. Cartella clinica elettronica Viene generata automaticamente un'immagine medica per supportare la maggior parte dei sistemi informativi sanitari stand-alone. Caratteristiche tecniche • Display LCD a colori 2,4" • Porta video • Dimensioni/peso 8 x 20 cm - 218 g • Durata della batteria 4 ore

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD a colori 2,4"
- Porta video
- Dimensioni/peso: 8 x 20 cm - 218 g
- Durata della batteria: 4 ore

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279321647**

CODICE GEF

**32164**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697