



SONDA MD SCOPE 47 x diam. 4,2 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32166**EAN / GTIN **8023279321661**Confezione **1**ACCESSORI E RICAMBI PER OTOSCOPIO MD SCOPE: Sonda 47 x Ø
4.2 mm - adulti/bambini

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021009

EAN / GTIN

8023279321661

CODICE GEF

32166

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697