



## SONDA LUNGA MD SCOPE 75 x diam. 5,2 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32167

EAN / GTIN 4719884250123

Confezione 1

ACCESSORI E RICAMBI PER OTOSCOPIO MD SCOPE: Sonda lunga  
75 x Ø 5.2 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021009

EAN / GTIN

4719884250123

CODICE GEF

32167



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697