



SONDA FLESSIBILE MD SCOPE 150 x diam. 5,2 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32168**

EAN / GTIN **8023279321685**

Confezione **1**

ACCESSORI E RICAMBI PER OTOSCOPIO MD SCOPE: Sonda flessibile 150 x Ø 5.2 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021009

EAN / GTIN

8023279321685

CODICE GEF

32168



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697